



Geeignete DC-Plattengrößen

Jede DC-Plattengröße bis zu 8,5 cm Breite und 12,5 cm Länge

Lichtquellen

Beleuchtung mit Weißlicht (2 Lampen), UV 254 nm (2 Lampen) and UV 366 nm (2 Lampen)

Arbeitsmodus

Nutzung als eigenständiges Gerät: gesteuert durch die Software, TLC-FlashReader™ zur Visualisierung und Archivierung von TLC-Platten
 Oder in Kopplung: mit InterSoft® X-Software zwecks direkter Übertragung der DC-Plattendaten zu Genius und Archivierung von DC-Platten

Sicherheit

Automatische Abschaltung der Lampen beim Öffnen des Platteneinzugs zum Schutz des Benutzers vor UV-Strahlung

Reinigung

Abnehmbarer DC-Plattenhalter für einfache Wartung

Kompatibilität

Der TLC-FlashReader™ kann mit allen unseren Systemen vom Typ puriFlash® Gen 5, puriFlash® XS 520 Plus & puriFlash® 535-XL gekoppelt werden.
 Er kann an einen Computer mit Windows 10 für den eigenständigen Einsatz angeschlossen werden.

Datenübertragung

2 USB-Kabel

Stromversorgung

Netzkabel nach Wahl: China, Großbritannien, India, USA, Europa und Schweiz
 Spannung: 220 V oder 110 V

Dimensionen & Gewicht

Gewicht: 5.9 kg

